














































Sicherheitsprodukte des Fachbereichs Nadelstich-Prävention (FB NSP) im BVMed

<http://www.bvmed.de/sicherheitsprodukte>

ANWENDUNGSGEBIET	PRODUKT-BILD	PRODUKTNAME	PRODUKT-BEZEICHNUNG	PRODUKTBESCHREIBUNG	HERSTELLER / LIEFERANT	TELEFON / E-MAIL / WEB
INJEKTIONSSYSTEME						
		Omnican® fine Set	Penkanülen-Sicherheitsset	100 x Omnican® fine Penkanülen mit einer integrierten Omnican® Box im Set	B.Braun 	Tel: Klinik: 0800 22672123 Ambulant: 05661 71-3399 info@bbraun.com www.bbraun.de
		BD Eclipse™	Sicherheitsinjektionskanüle für Luer-Slip und Luer-Lock Ansatz	Mit integriertem Kanülenschutzschild	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 Safety.de@europe.bd.com www.bd.com/de
		BD Integra™	Sicherheitspritzen	Mit automatischem Kanüleneinzug in den Spritzenzylinder	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 Safety.de@europe.bd.com www.bd.com/de
		BD SafetyGlide™ Insulin- und Tuberkulin- spritzen	Sicherheitspritze mit eingeschweißter Injektionskanüle	Mit integriertem Kanülenschutzschild	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 Safety.de@europe.bd.com www.bd.com/de
		Magellan™ Sicherheits-Injektionskanüle	Sicherheitsinjektionskanüle für Luer und Luer-Lock-Ansätze	Integrierter Kanülenschutzschild mit individueller Aktivierung des Sicherheitsschildes	Covidien Deutschland GmbH 	Tel: 09445 959-0 Info@covidien.com http://www.covidien.com
		Magellan™ Sicherheits-Insulin- & Tuberkulin Spritzen	Sicherheitspritze mit fixierter Kanüle auf Basis der Magellan™ - Technologie	Individuelle Aktivierung des integrierten Sicherheitsschildes auf Basis der bewährten Magellan-Technologie ermöglicht die Standardisierung des Handlings. Für die subkutane Injektion.	Covidien Deutschland GmbH 	Tel: 09445 959-0 Info@covidien.com http://www.covidien.com
		Monoject™ Sicherheitsspritzen	Spritzen mit integriertem Sicherheitsschild	Mit und ohne Kanüle erhältlich; Vorschiebbarer spritzenbasierter Sicherheitsschild mit Transportfunktion und entgültiger Verriegelung	Covidien Deutschland GmbH 	Tel: 09445 959-0 Info@covidien.com http://www.covidien.com
		Monoject™ Sicherheits-Insulin- & Tuberkulin Spritzen	Sicherheitspritze mit fixierter Kanüle	Für die subkutane Injektion Vorschiebbarer spritzenbasierter Sicherheitsschild mit Transportfunktion und entgültiger Verriegelung	Covidien Deutschland GmbH 	Tel: 09445 959-0 Info@covidien.com http://www.covidien.com
		Hypodermic Needle Pro® EDGE™	Sicherheitseinmalkanülen	Mit einhändigem, integriertem Schutzmechanismus für verschiedenste Punktionen	Smiths Medical GmbH 	Tel.: 089 242959 - 0 Germany@smiths-medical.com www.smiths-medical.com/de
		Hypodermic Needle Pro® EDGE™ Small Gauge	Sicherheitseinmalkanülen für den subkutanen Bereich	Produkt für die subkutane Injektion wie Heparin oder Insulin, mit integriertem Schutzmechanismus	Smiths Medical GmbH 	Tel.: 089 242959 - 0 Germany@smiths-medical.com www.smiths-medical.com/de
		Surguard 2™	Sicherheitseinmalkanülen für Luer- und Luer-Lock-Ansätze	Mit integriertem Kanülenschutz	TERUMO 	Tel: 06196 8029200 Sicherheitsprodukte@terumo-europe.com www.terumo-europe.com












Sicherheitsprodukte des Fachbereichs Nadelstich-Prävention (FB NSP) im BVMed

<http://www.bvmed.de/sicherheitsprodukte>

ANWENDUNGSGEBIET	PRODUKT-BILD	PRODUKTNAME	PRODUKT-BEZEICHNUNG	PRODUKTBESCHREIBUNG	HERSTELLER / LIEFERANT	TELEFON / E-MAIL / WEB
INFUSIONSTHERAPIE (1) (periphervenöse Zugangssysteme)						
		Vasofix@ Safety	Sicherheitsvenenverweilkatheter mit Zuspritzmöglichkeit	Mit integriertem passiven Nadelstichschutz	B. Braun 	Tel: Klinik: 0800 22672123 Ambulant: 05661 71-3399 info@bbraun.com www.bbraun.de
		Introcan@ Safety	Sicherheitsvenenverweilkatheter ohne Zuspritzmöglichkeit	Mit integriertem passiven Nadelstichschutz	B. Braun 	Tel: Klinik: 0800 22672123 Ambulant: 05661 71-3399 info@bbraun.com www.bbraun.de
		Venofix@ Safety	Sicherheits-Venenpunktionsbesteck	Mit integrierter Kanülenschutzhülse	B. Braun 	Tel: Klinik: 0800 22672123 Ambulant: 05661 71-3399 info@bbraun.com www.bbraun.de
		BD Venflon™ Pro Safety	Sicherheitsvenenverweilkatheter mit Zuspritzmöglichkeit	Mit automatischer passiver Aktivierung des Nadelschutzes. Einzigartiges Design, das dazu beiträgt, das Risiko von Nadelstichverletzungen und Blutspritzern zu minimieren.	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 Safety.de@europe.bd.com www.bd.com/de
		BD Insyte Autoguard™	Sicherheitsvenenverweilkatheter ohne Zuspritzmöglichkeit	Automatischer Rückzug der Kanüle in eine Schutzkammer durch Betätigen eines Druckknopfes	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 Safety.de@europe.bd.com www.bd.com/de
		BD Saf-T-Intima™	Sicherheitsvenenverweilkatheter mit Zuspritzmöglichkeit	Mit integrierter Kanülenschutzkammer	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 Safety.de@europe.bd.com www.bd.com/de
		BD Safety-Lok™ Sicherheitspunktionsbesteck	Sicherheitsvenenpunktionsbesteck ohne Zuspritzmöglichkeit	Mit integrierter Kanülenschutzhülse	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 vacutainer.de@europe.bd.com www.bd.com/de
		BD Nexiva™	Geschlossenes IV-Kathetersystem mit passivem Kanülenschutz.	Ein geschlossenes Septum verhindert den Blutkontakt beim Entfernen der Kanüle. Mit BD Q-Syte™ Zugang zur sterilen nadelfreien Applikation von Flüssigkeiten und Medikamenten als auch für die Blutentnahme.	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 Safety.de@europe.bd.com www.bd.com/de
		Monoject™ Sicherheits-Flügelkanüle z. Kurzzeitinfusion	Sicherheits-Flügelkanüle zur Kurzzeitinfusion (& Blutentnahme)	Mit einhändig aktivierbarem Sicherheitsschild, das sich direkt beim Herausziehen aus der Vene aktivieren lässt. Mit Luer-Lock-Anschluss	Covidien Deutschland GmbH 	Tel: 09445 959-0 Info@covidien.com http://www.covidien.com
		FK Sicherheitsvenenverweilkannüle Safe 1	Sicherheitsvenenverweilkannüle aus Polyurethan ohne Zuspritzport	Mit integriertem passiven, automatischen Sicherheitsmechanismus	Fresenius Kabi 	Tel: 0 61 72/ 686-0 kundenberatung@fresenius-kabi.de www.fresenius-kabi.de
		FK Sicherheitsvenenverweilkannüle Safe 2	Sicherheitsvenenverweilkannüle aus Polyurethan mit Zuspritzport	Mit integriertem passiven, automatischen Sicherheitsmechanismus	Fresenius Kabi 	Tel: 0 61 72/ 686-0 kundenberatung@fresenius-kabi.de www.fresenius-kabi.de
		Venodrop Safe™	Sicherheits-Venenpunktionsbesteck	Mit integriertem Kanülenschutz	Fresenius Kabi 	Tel: 0 61 72/ 686-0 kundenberatung@fresenius-kabi.de www.fresenius-kabi.de
INFUSIONSTHERAPIE (2) (periphervenöse Zugangssysteme)						

























Sicherheitsprodukte des Fachbereichs Nadelstich-Prävention (FB NSP) im BVMed

<http://www.bvmed.de/sicherheitsprodukte>

ANWENDUNGSGEBIET	PRODUKT-BILD	PRODUKTNAME	PRODUKT-BEZEICHNUNG	PRODUKTBESCHREIBUNG	HERSTELLER / LIEFERANT	TELEFON / E-MAIL / WEB
		Protective Acuvance® 2	Sicherheitsvenenverweilkatheter mit Zuspritzmöglichkeit	Mit automatischem, passivem Sicherheitsmechanismus	Smiths Medical GmbH 	Tel.: 089 242959 - 0 Germany@smiths-medical.com www.smiths-medical.com/de
		Protective Acuvance® Plus W Protective Acuvance® Plus	Sicherheitsvenenverweilkatheter ohne Zuspritzmöglichkeit ohne oder mit Fixationsflügel	Mit automatischem, passivem Sicherheitsmechanismus	Smiths Medical GmbH 	Tel.: 089 242959 - 0 Germany@smiths-medical.com www.smiths-medical.com/de
		Protective® Protective® W Protective® Plus Protective® Plus W	Sicherheitsvenenverweilkatheter ohne Zuspritzmöglichkeit - mit oder ohne Fixationsflügel	Aktiver Sicherheitsmechanismus durch Rückzug der Kanüle in eine Schutzkammer	Smiths Medical GmbH 	Tel.: 089 242959 - 0 Germany@smiths-medical.com www.smiths-medical.com/de
		Cleo™ 90	Subkutanes Infusionssystem	Patentiertes Gehäuse beinhaltet Kanüle, Einführhilfe und Klebefläche	Smiths Medical GmbH 	Tel.: 089 242959 - 0 Germany@smiths-medical.com www.smiths-medical.com/de
		Surshield® Surflo®	Sicherheitsperfusionsbesteck	Mit integriertem Kanülenschutz	TERUMO 	Tel: 06196 8029200 Sicherheitsprodukte@terumo-europe.com www.terumo-europe.com
		Surshield® Versatus-WP™	Sicherheitsvenenverweilkatheter mit Zuspritzmöglichkeit	Mit passiver, automatischer Aktivierung des Kanülenschutzes	TERUMO 	Tel: 06196 8029200 Sicherheitsprodukte@terumo-europe.com www.terumo-europe.com
		Surshield® Versatus-W™	Sicherheitsvenenverweilkatheter ohne Zuspritzmöglichkeit	Mit passiver, automatischer Aktivierung des Kanülenschutzes	TERUMO 	Tel: 06196 8029200 Sicherheitsprodukte@terumo-europe.com www.terumo-europe.com

















Sicherheitsprodukte des Fachbereichs Nadelstich-Prävention (FB NSP) im BVMed

<http://www.bvmed.de/sicherheitsprodukte>

ANWENDUNGSGEBIET	PRODUKT-BILD	PRODUKTNAME	PRODUKT-BEZEICHNUNG	PRODUKTBESCHREIBUNG	HERSTELLER / LIEFERANT	TELEFON / E-MAIL / WEB
BLUTENTNAHME (venös)						
		BD Eclipse™ Blutentnahmekanüle	Sicherheits-Blutentnahmekanülen	Mit integriertem Kanülenschutzschild	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 vacutainer.de@europe.bd.com www.bd.com/de
		BD Safety Lok™ Blutentnahmeset	Sicherheits- Blutentnahmeset	Mit integrierter Kanülenschutzhülse	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 vacutainer.de@europe.bd.com www.bd.com/de
		BD Vacutainer® Push Button	Sicherheits-Blutentnahmeset	Automatischer Rückzug der Kanüle in eine Schutzkammer durch Betätigen eines Druckknopfes	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 vacutainer.de@europe.bd.com www.bd.com/de
		Magellan™ Sicherheits-Blutentnahme-System	Sicherheits- Blutentnahme-Halter mit Integrierter Kanüle	Erstes "all-in-one" System: 3 Systeme in einem Produkt: Blutentnahmekanüle zur Vakuum-Blutentnahme, integrierte (fixierte) Blutentnahmekanüle und integrierter Sicherheitsmechanismus auf Basis der bewährten Magellan™-Technologie.	Covidien Deutschland GmbH 	Tel: 09445 959-0 Info@covidien.com http://www.covidien.com
		Monoject™ Sicherheits-Flügelkanüle zur Blutentnahme	Sicherheits-Flügelkanüle zur Blutentnahme (und Kurzzeitinfusion)	Mit einhändig aktivierbarem Sicherheitsschild, das sich direkt beim Herausziehen aus der Vene aktivieren lässt Mit Luer-Lock-Anschluss oder vormontiertem Luer-Adapter zur Vakuum-Blutentnahme erhältlich.	Covidien Deutschland GmbH 	Tel: 09445 959-0 Info@covidien.com http://www.covidien.com
		Monoject™ Sicherheits-Blut -entnahmekanüle	Einmal Sicherheits-Blutentnahmekanüle für die Vakuum-Blutentnahme	Rückzug der Blutentnahmekanüle in den Halter mit beidseitigem vollständigem Schutz der Kanüle Auch mit speziellen Adaptern zur Blutentnahme in der Pädiatrie erhältlich.	Covidien Deutschland GmbH 	Tel: 09445 959-0 Info@covidien.com http://www.covidien.com
		Venipuncture Needle Pro®	Blutentnahmesicherheitshalter für Vacuumbüchlein	Zur Verhinderung von Stichverletzungen wird nach der Blutabnahme der Schutzmechanismus über die Kanüle geklappt.	Smiths Medical GmbH 	Tel.: 089 242959 - 0 Germany@smiths-medical.com www.smiths-medical.com/de
		Blood Draw Hypodermic Needle Pro®	Sicherheitseinmalkanülen mit Luer Slip Verbindung zum einfachen Wechsel der Spritze	Die Luer Slip Verbindung ermöglicht ein einfaches Wechseln der Blutspritzen. Nach der Blutentnahme wird der Schutzmechanismus über die Kanüle geklappt.	Smiths Medical GmbH 	Tel.: 089 242959 - 0 Germany@smiths-medical.com www.smiths-medical.com/de
		Saf-T Wing®	Sicherheits-Blutentnahmeset	Mit integriertem Nadelstichschutz	Smiths Medical GmbH 	Tel.: 089 242959 - 0 Germany@smiths-medical.com www.smiths-medical.com/de
		QUICK SAFE-TE	Sicherheitskanülenhalter	Halter für die Blutentnahme mit anmontiertem Kanülenschutzschild	TERUMO 	061968029200 Sicherheitsprodukte@terumo-europe.com www.terumo-europe.com
		VENOJECT QUICK FIT	Sicherheits-Blutentnahmekanülen	Mit Auswurfmechanismus zur sicheren Entkopplung vom Kanülenhalter	TERUMO 	Tel: 06196 8029200 Sicherheitsprodukte@terumo-europe.com www.terumo-europe.com
		VENOJECT SURSHIELD®	Sicherheits-Blutentnahmeset	Mit Schutzüberwurf für die Kanüle und Auswurfmechanismus zur einfachen Entkopplung vom Kanülenhalter	TERUMO 	Tel: 06196 8029200 Sicherheitsprodukte@terumo-europe.com www.terumo-europe.com
BLUTENTNAHME (kapillär)						























Sicherheitsprodukte des Fachbereichs Nadelstich-Prävention (FB NSP) im BVMed

<http://www.bvmed.de/sicherheitsprodukte>

ANWENDUNGSGEBIET	PRODUKT-BILD	PRODUKTNAME	PRODUKT-BEZEICHNUNG	PRODUKTBESCHREIBUNG	HERSTELLER / LIEFERANT	TELEFON / E-MAIL / WEB
		Solofix® Safety	Einmallanzette zur Kapillarblutentnahme	Mit automatischem Sicherheitsmechanismus	B.Braun 	Tel: Klinik: 0800 22672123 Ambulant: 05661 71-3399 info@bbraun.com www.bbraun.de
		BD Microtainer®	Kontakt-aktivierte Sicherheitslanzetten	Klinge wird per Knopfdruck ausgelöst und irreversibel im Gehäuse verschlossen.	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 vacutainer.de@europe.bd.com www.bd.com/de
		BD Quik Heel™ Sicherheits-lanzetten	Sicherheitsinzisionslanzetten	Klinge wird per Knopfdruck ausgelöst und irreversibel im Gehäuse verschlossen.	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 vacutainer.de@europe.bd.com www.bd.com/de
		Monoject™ Sicherheits-Blutentnahme Lanzette	Sicherheitslanzette zur Kapillarblutentnahme	Lanzette wird per Knopfdruck ausgelöst und automatisch irreversibel im Gehäuse versenkt; definierte Stichtiefe und -Breite; auch für die Fersenpunktion geeignet.	Covidien Deutschland GmbH 	Tel: 09445 959-0 info@covidien.com http://www.covidien.com
		Finetouch™	Sicherheitslanzettengerät und Lanzetten	Lanzette wird per Knopfdruck ausgelöst und zieht sich sofort in die Umhüllung zurück. 5 verschiedene Stichtiefen einstellbar.	TERUMO 	Tel: 06196 8029200 Sicherheitsprodukte@terumo-europe.com www.terumo-europe.com
BLUTENTNAHME (arteriell)						
		BD Eclipse™ Blutgasspritzen	Sicherheits-Blutgasspritzen	Mit integriertem Kanülenschutzschild	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 vacutainer.de@europe.bd.com www.bd.com/de
		ABS-Systeme	Sicherheits-Blutgasspritzen	Vorheparinisierte Spritzen zur Abnahme von Blutgasanalysen, mit integriertem Schutzmechanismus und Pro Vent Schutzkappe	Smiths Medical GmbH 	Tel.: 089 242959 - 0 Germany@smiths-medical.com www.smiths-medical.com/de
		Surshield® Surguard 2™ in Kombination mit allen Luer-Blutgassystemen	Sicherheitseinmalkanülen für Luer- und Luer-Lock-Ansätze	Mit integriertem Kanülenschutz	TERUMO 	Tel: 06196 8029200 Sicherheitsprodukte@terumo-europe.com www.terumo-europe.com











Sicherheitsprodukte des Fachbereichs Nadelstich-Prävention (FB NSP) im BVMed

<http://www.bvmed.de/sicherheitsprodukte>

ANWENDUNGSGEBIET	PRODUKT-BILD	PRODUKTNAME	PRODUKT-BEZEICHNUNG	PRODUKTBESCHREIBUNG	HERSTELLER / LIEFERANT	TELEFON / E-MAIL / WEB
DIVERSE						
		BD Q-Syte™	Geschlossenes Luer-Zugangssystem	Zugang zur sterilen nadelfreien Applikation von Flüssigkeiten und Medikamenten als auch für die Blutentnahme.	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 Safety.de@europe.bd.com www.bd.com/de
		BD™ Blunt Fill BD™ Blunt Filter	Sicherheits-Aufziehkanüle mit und ohne Filter	Zur Vermeidung von Stichverletzungen und Ausstanzungen bei der Vorbereitung von Medikamenten. Auch als Version mit Partikelfilter erhältlich.	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 Safety.de@europe.bd.com www.bd.com/de
		Diacan® S	Sicherheitsdialysekanüle	mit integriertem Nadelstichschutz	B.Braun 	Tel: Klinik: 0800 22672123 Ambulant: 05661 71-3399 info@bbraun.com www.bbraun.de
		Surecan® Sa- feStep®	Sicherheitsportkanüle	Mit integriertem Sicherheitssystem	B.Braun 	Tel: Klinik: 0800 22672123 Ambulant: 05661 71-3399 info@bbraun.com www.bbraun.de
		Monoject™ Nadelfreie Aufziehkanüle	Kunststoff-Einmalkanüle für nadelfreies Aufziehen von Medikamenten aus Ampullen und Mehrfachentnahmefläschchen	Kunststoff-Einmalkanüle für sichere, nadelfreie Vorbereitung von Medikamenten; kurzes breites Aspirations-Auge und Kunststoffdesign unterscheidet das Produkt klar von üblichen Injektionskanülen.	Covidien Deutschland GmbH 	Tel: 09445 959-0 Info@covidien.com http://www.covidien.com
		Monoject™ Kanülenfreies IV Zugangssystem	Kunststoff-Einmalkanüle für nadelfreie i.v. Zugangssysteme	Mit und ohne Vorstichlanzette erhältlich. Für nadelfreien Zugang zu i.v. Systemen oder anderen Durchstichsystemen zur Flüssigkeitsentnahme	Covidien Deutschland GmbH 	Tel: 09445 959-0 Info@covidien.com http://www.covidien.com
		ARGYLE™ TURKEL Sicherheits-Pleura- punktionsbesteck	Sicherheits Thorax Trokar mit integriertem Katheter	Sicherheitstrokar mit Federmechanismus aktiviert das Verschieben einer stumpfen Sicherheitshülse vor die Kanülenspitze — Einwege-Ventil im Kanülenansatz — Farbindikator zeigt die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus an	Covidien Deutschland GmbH 	Tel: 09445 959-0 Info@covidien.com http://www.covidien.com
		RT - Nadel Sicherheits - Blutentnahme - System	integrierte Sicherheits-Blutentnahmenadel für Blutbeutelssysteme	Bei Entfernen des Systems nach der Blutspende, fährt die Kanüle in einen Sicherheitsmechanismus ein.	Fresenius Kabi 	Tel: 0 61 72/ 686-0 kundenberatung@fresenius-kabi.de www.fresenius-kabi.de
		Gripper® Plus	Sicherheitsportnadel	Beim Herausziehen rastet die Portnadel selbständig in einer Kunststofffassung ein	Smiths Medical GmbH 	Tel.: 089 242959 - 0 Germany@smiths-medical.com www.smiths-medical.com/de
		Sicherheitsskalpell	Skalpell mit Schutzvorrichtung	Nach der Benutzung wird die Klinge mittels Daumen wieder in dem Skalpellhalter arretiert	Smiths Medical GmbH 	Tel.: 089 242959 - 0 Germany@smiths-medical.com www.smiths-medical.com/de
		Point Lok™	Abschluss-Vorrichtung für benutzte Nadeln, Trokare, u. ä.	Zur sicheren, abschließenden Aufbewahrung von Kanülen, Nadeln etc., wenn am Ort keine Abwurfbox erreichbar ist	Smiths Medical GmbH 	Tel.: 089 242959 - 0 Germany@smiths-medical.com www.smiths-medical.com/de

Sicherheitsprodukte des Fachbereichs Nadelstich-Prävention (FB NSP) im BVMed

<http://www.bvmed.de/sicherheitsprodukte>

ANWENDUNGSGEBIET	PRODUKT-BILD	PRODUKTNAME	PRODUKT-BEZEICHNUNG	PRODUKTBESCHREIBUNG	HERSTELLER / LIEFERANT	TELEFON / E-MAIL / WEB
ENTSORGUNGSSYSTEME						
		Medibox®	Entsorgungsbehälter für medizinische Abfälle	Verschiedene Größen, 0,6 und 4,4 l, für die Entsorgung unterschiedlicher schnitt- oder stichgefährdender Produkte	B. Braun 	Tel: Klinik: 0800 22672123 Ambulant: 05661 71-3399 info@bbraun.com www.bbraun.de
		BD™ Sharps Container Entsorgungs-systeme	Kanülenentsorgungsbehälter	In 5 verschiedenen Größen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Die Behälter können vorübergehend & endgültig verschlossen werden. Es stehen diverse Halterungen zu Verfügung.	Becton Dickinson 	Tel: 06221 305 0 Safety.de@europa.bd.com www.bd.com/de
		SharpSafety™ & Monoject™ Kanülen-Entsorgungs-container	Entsorgungsbehälter verschiedener Kategorien mit passenden Halterungen	In 5 verschiedenen Kategorien sind eine Vielzahl von Entsorgungsbehältern verfügbar, die den unterschiedlichen Einsatzgebieten angepasst sind. Volumen: 0,5 bis 67 Liter Ebenfalls sind diverse Halterungen, Standplatten und Schiebewagen als Zubehör verfügbar.	Covidien Deutschland GmbH 	Tel: 09445 959-0 Info@covidien.com http://www.covidien.com
		Sicherheits-Abwurfboxen	Verschiedene Entsorgungsbehälter für Kanülen, Nadeln, Glas und andere kontaminierte Abfälle	Verschiedene Containergrößen von 0,2 l z. B. für die Kitteltasche, Rettungsdienst, bis 60 l für Labor; auch Container für Spritzentablets, diverse Halterungen	Smiths Medical GmbH 	Tel.: 089 242959 - 0 Germany@smiths-medical.com www.smiths-medical.com/de
		TERUSAFE	Entsorgungsboxen mit Fixiermöglichkeit	Entsorgungsboxen von 0,5 l bis 2,5 l Fassungsvermögen für die sichere Entsorgung aller gängigen stichgefährdenden Produkte; mit spezieller Funktion für das o.a. QUICK FIT-System; Fixationshilfen zusätzlich verfügbar	TERUMO 	Tel: 06196 8029200 Sicherheitsprodukte@terumo-europe.com www.terumo-europe.com